

# Biosaludables

## Ficha Técnica Calistenia

### CAL-05 PARALELAS DOBLE MOD.2


#### Funciones:

La gama Calistenia son aparatos que ofrecen múltiples ejercicios para desarrollar la fuerza. Se pueden ejercitar diversos grupos musculares dependiendo de su utilización.

#### Instrucciones:

##### Elevaciones:

De pie, agarrando las barras, eleva todo tu cuerpo hasta llegar a tener los brazos completamente estirados. Una vez alcanzada la posición, vuelva a bajar lentamente con los pies en el aire. Realice este ejercicio en series de 10 repeticiones.




#### CIMENTACIÓN SEGÚN SUELO: (más información en anexo cimentación y anclajes)

1. Sobre solera de hormigón
2. Enterrado en material compactado (caucho, césped artificial...).
3. Enterrado en material no compactado (arena, cortezas ...).




#### VISTAS Y MEDIDAS (mm):



#### CIMENTACIÓN (mm):


4 dados de 500 x 500 x 500



# Biosaludables

## Ficha Técnica Calistenia

### CAL-05 PARALELAS DOBLE MOD.2



#### Medidas:

Largo: 165cm  
Ancho: 77cm  
Altura: 155cm



Instalación:  
2 personas / 1 hora  
Nº de piezas: 2



HIC  
(Altura de Caída Crítica)  
400mm

> 1,40m


Altura mínimo de  
los usuarios: 1,40m



Máx. nº de usuarios: 1




Garantía:  
5 años \*



Disponibilidad de  
repuestos:  
10 años

Área de Seguridad  
465cm x 377cm



Colores de los aparatos  
Verde: RAL 6028 Beige: RAL 1019

\* Para mayor detalle, ver garantía completa de cada pieza

### MATERIALES:

#### Postes y piezas metálicas:

Tubos de acero galvanizado con recubrimiento en polvo anti corrosión y un segundo recubrimiento en polvo basado en resina poliéster. Grosor poste: 4mm. Grosor barra: 6mm.

#### Tapones:

Fabricado en aleaciones de zinc de alta resistencia, acabado con revestimiento en polvo electro-estática para evitar la oxidación.

#### Elementos de Madera:

Madera WPC

#### Tornillería:

Acero inox AISI-304.

